



Maxi Medical

Max-i-Med[®]
SPRAY

DETERGENTE - DISINFETTANTE - SPRAY PRONTO ALL'USO

SENZA GAS PROPELLENTI
con essenza al profumo di mela



Max-i-Med[®] SPRAY

DETERGENTE - DISINFETTANTE SPRAY
PER LA DISINFEZIONE RAPIDA DI DISPOSITIVI MEDICI

INDICAZIONI

Max-i-Med Spray è una soluzione idroalcolica **disinfettante** (grado alcolico 70°) e detergente, ad ampio spettro d'azione, costituita dall'associazione razionale di diversi agenti biocidi che tra loro manifestano azione sinergica.

Le principali proprietà del prodotto, accanto all'elevata e rapida efficacia germicida ed all'ampio spettro d'azione, sono:

- L'alto potere detergente che facilita il distacco delle particelle organiche
- La capacità di distribuirsi in modo uniforme su tutte le superfici
- Il pieno rispetto di compatibilità con le superfici in metallo
- La massima protezione dall'ossidazione

E' un disinfettante spray da nebulizzare su superfici di dispositivi medici invasivi e non invasivi, su superfici vaste o difficilmente accessibili di apparecchiature biomedicali (strumenti, attrezzi, piani di lavoro, carrelli, riuniti odontoiatrici, manipoli, turbine, micromotori) anche fra paziente e paziente.

COMPOSIZIONE

100 g di soluzione contengono:

Principi attivi: Alcool etilico g 31,50, Alcool isopropilico g 31,00, Alchildimetilbenzilammonio cloruro g 0,04, Clorexidina Digluconato g 0,05 - Didecildimetilammonio Cloruro g 0,06,

Eccipienti: Coformulanti, denaturante dell'alcool, **essenza profumata alla mela** ed acqua depurata q.b. a g 100.

PROPRIETA' MICROBIOLOGICHE

Maxi-i-Med Spray presenta attività battericida, fungicida, virucida (HIV, HBV e HCV, Polio e Adeno virus) e micobattericida.

Attività	Ceppi test	Norma	Condizioni	Tempo
Battericida	E. hirae ATCC 10541 P. aeruginosa ATCC 15542 S. aureus ATCC6538	EN 13727 (Fase 2, Step 1)	Pulito e sporco	30 sec.
Virucida	HIV, HBV, HCV		Pulito e sporco	30 sec.
Fungicida (Lieviticida)	C. albicans ATCC 10231	EN 13624(Fase 2, Step 1)	Pulito e sporco	30 sec.
Micobattericida	Mycobacterium terrae ATCC 15755 Mycobacterium avium ATCC 15769	EN 14348 (Fase 2, Step 1)	Pulito e sporco	5 minuti
Virucida	Adenovirus type 5 ATCC VR-5 Poliovirus type 1 LSc-2ab	EN 14476 (Fase 2, Step 1)	Pulito	*D ₁₀ 1 minuto *D ₁₀ 2 minuti

*D₁₀ = tempo di riduzione decimale: tempo richiesto per inattivare il 90% dei virus presenti

ISTRUZIONI PER L'USO - MODALITA' D'USO

Prodotto pronto all'uso. Non diluire. Spruzzare diffusamente su dispositivi medici o superfici impiegando circa 40 ml/mq. Lasciare agire per almeno 5 minuti e, se necessario, asciugare.

AVVERTENZE

Il prodotto deve essere utilizzato con le dovute norme e misure di sicurezza da operatori addestrati. Applicare solo su materiali compatibili con alcool. Non mescolare nessun altro prodotto a **Max-i-Med Spray**. Non disperdere nell'ambiente il contenitore vuoto dopo l'uso.

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE E STABILITA'

Conservare lontano da fiamme e scintille, non fumare. Conservare il recipiente ben chiuso in luogo fresco e asciutto. Validità del prodotto: 36 mesi. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato. Dalla prima erogazione o apertura del contenitore la soluzione mantiene la sua validità per 12 mesi purchè compresi all'interno della data di scadenza indicata sull'etichetta.

USO PROFESSIONALE



CONFEZIONI DI VENDITA

Maxi-i-Med Spray è distribuito in:

Flacone da 1000 ml - in confezione da 12 pz + 2 nebulizzatori



MAXI MEDICAL s.r.l.

Via G. Garibaldi, 10 - 20090 BUCCINASCO (MI) Italy
Tel. +39-02-89124838 - Fax +39-02-89124970
www.maximedical.it - info@maximedical.it