

# INTRODUCING Double Gracey™



By



AMERICAN EAGLE INSTRUMENTS® INC

better DENTISTRY by DESIGN™



*Double Gracey™ - Anterior (AEDGAXPX)*

Sostituisce le curette di Gracey 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 e 9-10 oltre alle curette Universali.



*Double Gracey™ - Posterior (AEDGPXPX)*

Sostituisce le curette di Gracey mesiali/distali 11-12, 13-14 e 15-16 oltre alle curette Universali.



*Double Gracey™ - Mini Anterior (AEDGMAXPX)*

Sostituisce le curette di Gracey Access e Mini 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 e 9-10 oltre alle curette Universali.



*Double Gracey™ - Mini Posterior (AEDGMPXPX)*

Sostituisce le curette di Gracey Access e Mini 11-12, 13-14 e 15-16 oltre alle curette Universali.

## VANTAGGI

- + Doppia Lama Tagliente
  - Si adatta alle superfici mesiali/distali e buccali/linguali
- + Design di una doppia Gracey
  - Riduzione del 50% del numero di strumenti usati
  - La Posterior sostituisce le mesiali/distali
  - La Anterior sostituisce le buccali, le linguali e le Gracey per anteriori, oltre alle curette Universali
- + Punta arrotondata
  - Accesso sicuro nelle aree subgingivali
- + Tecnologia XP
  - Non si devono affilare
  - Design della lama più sottile
  - Mantiene la forma ed il taglio originali

## Disponibili in kit

Kit da quattro .....	AEDG4KXPX
Kit da due regular .....	AEDGKXPX
Kit da due mini .....	AEDGMKXPX

**DG** DOUBLE GRACEY<sup>xp</sup>  
The Next Generation



www.am-eagle.com



Via B. Zumbini 38  
20143 Milano  
tel. 02.89.12.48.38  
fax 02.89.12.49.70  
www.maximedical.it

## **Descrizione della Double Gracey™**

Veramente il design di una doppia Gracey, questi strumenti uniscono le migliori caratteristiche delle curette di Gracey e delle Universali. Le Double Graceys™ hanno le punte arrotondate e 2 lame taglienti. I vantaggi dell'uso delle Double Graceys™ includono una facile adattabilità alle superfici mesiali e distali ed anche a quelle buccali e linguali senza dover cambiare o riposizionare lo strumento. La versione Mini permette un più facile accesso nelle tasche più profonde, nelle aree interprossimali più strette e nelle forcazioni. Tutte le Double Graceys™ sono DA NON AFFILARE grazie alla Tecnologia Xp brevettata da American Eagle Instruments.

*“Le Double Graceys sono un vero risparmio di tempo e quando si hanno solo 45 minuti per paziente è tutta una questione di tempo!”*

*Sono P-E-R-F-E-T-T-E!”*  
- Susan Pennella Burzynski,  
RDH, MSED, FAADH



### ***DG Posterior/Mini Posterior***

- + Consente all'operatore di rimanere in una posizione ergonomica a ore 12 per la durata del trattamento.
- + Permette di mantenere la parte più bassa del gambo parallela alla superficie del dente.
- + Si manovra tra le superfici mesiali e distali SENZA cambiare posizione.

### ***DG Anterior/Mini Anterior***

- + Consente all'operatore di passare da calcoli leggeri a calcoli pesanti.
- + Lascia manovrare tra le superfici buccali e linguali SENZA cambiare posizione.
- + La tecnologia XP crea meno sensibilità sul cemento.

