

**NUOVO**

LED DayLite® WireLess™

**SI MONTA SUI VOSTRI OCCHIALI INGRANDITORI**  
qui mostrato sulla nostra NUOVA montatura Steam




LED DayLite® WireLess™

**SISTEMA DI ILLUMINAZIONE COMPLETAMENTE WIRELESS** -  
nessun cavo, senza pacco batteria

**DESIGN MODULARE** - non abbinato ad un  
unico e specifico paio di ingranditori. Può essere  
montato sulla montatura di vostra scelta

Fino al 50% **PIU' LEGGERO** rispetto agli altri  
modelli senza fili

Pulsante **TOUCH per regolare l'intensità:**  
**40,000 lux** intensità massima  
**27,000 lux** intensità media



*Pulsante TOUCH per regolare  
l'intensità. Qui mostrato su una  
montatura NIKE SKYLON ACE*



*CARICATORE: carica due batterie  
individualmente e mostra  
per ciascuna il livello di carica*



DESIGNS  
FOR VISION


LED DayLite® NanoLite®



Connessione micro USB:  
cavo a rilascio rapido



Pulsante one touch e  
disco regolatore di intensità



Indicatore bidirezionale  
di carica, avviso di  
batteria scarica



Batteria da 3400 mAh  
con accesso facilitato  
per la sostituzione

*Ottimo comfort - il LED con cavo e  
batteria PIU' LEGGERO*

- **LEGGERO** - il LED (montato nella foto sui nostri ingranditori 2.5x) e gli occhiali, in combinazione, pesano meno di 60 grammi.
- **LUCE BIANCA NEUTRA** - con intensità regolabile dal 20% al 100% (fino a 5700 fc)
- **DUE BATTERIE COMPATTE** - controllabili anche senza mani

La batteria NanoLite® è piccola e potente, con un indicatore bidirezionale di carica, un sistema di ricarica rapido ed intelligente e i controlli quick touch e hands-free.



DESIGNS  
FOR VISION

# LED DayLite

Tutti i LED DayLite sono realizzati seguendo le più recenti tecnologie LED, con un'emissione di luce bianca neutra a 5800°K. Il Blue Cable™ è schermato per proteggervi e un dispersore di calore a base di una lega di tellurio e rame rende il LED più freddo e di maggior durata. Ogni luce è fornita con a scelta una o due batterie di lunga durata agli ioni di Litio.



LED DayLite UltraMini



**NUOVO**

**USB DayLite**

*Pratica connessione USB  
Più piccolo e più leggero*

*Disponibile con attacco clip-on o con caschetto*



LED DayLite  
Twin Beam



**Just SEE it™**

DESIGNS  
FOR VISION

[www.DesignsForVision.com](http://www.DesignsForVision.com)



**MaxiMedical**

Maxi Medical S.r.l.  
Via B. Zumbini 38 - 20143 MILANO  
tel. 02.89124838 - fax 02.89124970  
[info@maximedical.it](mailto:info@maximedical.it) - [www.maximedical.it](http://www.maximedical.it)