



DESIGNS
FOR VISION


LED DayLite® NanoLite®



Connessione micro USB:
cavo a rilascio rapido



Pulsante one touch e
disco regolatore di intensità



Indicatore bidirezionale
di carica, avviso di
batteria scarica



Batteria da 3400 mAh
con accesso facilitato
per la sostituzione

*Ottimo comfort - il LED con cavo e
batteria PIU' LEGGERO*

- **LEGGERO** – il LED (montato nella foto sui nostri ingranditori 2.5x) e gli occhiali, in combinazione, pesano meno di 60 grammi.
- **LUCE BIANCA NEUTRA** - con intensità regolabile dal 20% al 100% (fino a 5700 fc)
- **DUE BATTERIE COMPATTE** - controllabili anche senza mani

La batteria NanoLite® è piccola e potente, con un indicatore bidirezionale di carica, un sistema di ricarica rapido ed intelligente e i controlli quick touch e hands-free.



**DESIGNS
FOR VISION** **LED**
DayLite

Tutti i LED *DayLite* sono realizzati seguendo le più recenti tecnologie LED, con un'emissione di luce bianca neutra a 5800°K. Il *Blue Cable*™ è schermato per proteggervi e un dispersore di calore a base di una lega di tellurio e rame rende il LED più freddo e di maggior durata. Ogni luce è fornita con a scelta una o due batterie di lunga durata agli ioni di Litio.



LED DayLiteUltraMini



NUOVO

USB DayLite

Pratica connessione USB

Più piccolo e più leggero

Disponibile con attacco clip-on o con caschetto



LED DayLite
Twin Beam



Just SEE it™

**DESIGNS
FOR VISION**

www.DesignsForVision.com



MaxiMedical

Maxi Medical S.r.l.
Via B. Zumbini 38 - 20143 MILANO
tel. 02.89124838 - fax 02.89124970
info@maximedical.it - www.maximedical.it