

## Flexi-Post® & Flexi-Flange®

Sistemi di perni brevettati con gambo tagliato

- Testati clinicamente hanno una maggior ritenzione rispetto ai sistemi più popolari.\*
- Il gambo brevettato e tagliato collima durante l'inserimento, riducendo effettivamente gli stress da inserimento e funzionali.\*
- Il design a più livelli disperde gli stress equamente lungo l'intera lunghezza del perno, riducendo i rischi di fratture radicolari.\*
- Esclusivo design della testa che offre la massima ritenzione al materiale per la ricostruzione.

### Flexi-Flange

L'esclusiva flangia offre una stabilità aumentata nei casi dove la dentina coronale è poca o assente.


### Flexi-Post Intro Kit

12 Perni (4 Perni di 3 Misure, 0, 1, 2)  
3 Reamers Primari, 3 Drill Secondari,  
1 Extender, 2 Avvitatori, 1 Indicatore di profondità,  
5 Drills EDS Gates Glidden  
Titanium **Cat. No. 115-00**

### Flexi-Flange Intro Kit

12 Perni (4 Perni di 3 Misure, 0, 1, 2) 3 Reamers Primari, 3  
Drills Svasatori, 1 Extender, 1 Avvitatore, 1 Indicatore di profondità,  
5 Drills EDS Gates Glidden  
Titanium **Cat. No. 415-00**

Ricambi disponibili



### Flexi-Post

Per i casi con abbastanza dentina coronale

## Flexi-Post® Fiber & Flexi-Flange® Fiber

*Gli unici perni in fibra che offrono la massima ritenzione e stabilità senza richiedere l'uso di un bonding!*

- La testa seghettata consente un'ottima ritenzione del materiale usato per la ricostruzione.
- La spalla e la flangia aumentano l'adattamento tra il perno ed il punto naturale dove il canale tende ad allargarsi, riducendo quindi i lunghi bracci di leva.
- Il maschiatore brevettato collima durante la preparazione, creando una cavità filettata con il minimo stress.
- L'esclusivo design filettato permette una maggior ritenzione senza la necessità di un bonding.

### Flexi-Post Fiber Intro Kits

Per ciascuna delle 2 misure: 6-perni, 1-maschiatore, 1-reamer primario, 1-drill secondario, 1 avvitatore (si adatta a entrambe le misure).

Misura 0/1 **Cat. No. 2110-00**

Misura 1/2 **Cat. No. 2110-01**

### Flexi-Flange Fiber Intro Kits

Per ciascuna delle 2 misure: 6-perni, 1-maschiatore, 1-reamer primario, 1-drill svasatore, 1 avvitatore (si adatta a entrambe le misure), 1-indicatore di profondità.

Misura 0/1 **Cat. No. 2410-00** Misura 1/2 **Cat. No. 2410-01**

## EZ-Fit

Il Sistema di perni passivi in fibra

- I sottosquadri del gambo e della testa offrono una maggior ritenzione.
- Grazie ai diversi livelli il perno è alloggiato nel dente evitando gli elevati stress apicali sotto funzionamento propri degli altri perni passivi.

### EZ-Fit Fiber Intro Kits

10 perni passivi in una sola misura, 1 reamer primario, 1 drill secondario.

Misura 0 **Cat. No. 2530-0**

Misura 1 **Cat. No. 2530-01**

Misura 2 **Cat. No. 2530-02**



**EDS** ESSENTIAL DENTAL SYSTEMS

## AccessPost™

Sistema di perni brevettato

- Un tubo vuoto a pareti spesse che offre la forza di un perno a gambo pieno\* con uno sfogo per rilasciare la pressione idrostatica durante la cementazione.
- Offre la più alta ritenzione tra tutti i perni passivi in commercio.\*
- Un sistema esclusivo di ritrattamento permette di rimuovere facilmente il perno in caso necessità di ritrattamento.\*
- I sottosquadri della testa e del gambo offrono un'eccellente ritenzione.
- Grazie ai diversi livelli il perno è alloggiato nel dente evitando gli elevati stress apicali sotto funzionamento propri degli altri perni passivi.\*



### AccessPost Introductory Kit

16 Perni passivi ritrattabili (4 perni di 4 misure, 0, 1, 2, 3)  
4 reamers primari, 4 drills secondari, 5 drills EDS Gates Glidden

**Cat. No. 500-00**

12 Perni passivi ritrattabili (4 perni di 3 misure, 0, 1, 2)  
3 reamers primari, 3 drills secondari, 5 drills EDS Gates Glidden

**Cat. No. 500-12**

Ricambi disponibili

**EDS** ESSENTIAL DENTAL SYSTEMS

## Flexi-Overdenture® & AccessPost™ Overdenture

Flexi Overdenture e AccessPost Overdenture hanno tutte le medesime caratteristiche e design dei perni con in più un esclusivo attacco a sfera per la protesi.

- L'attacco a sfera permette la rotazione della protesi e la massima ritenzione.\*
- Nessuna necessità di parallelismo.
- I diversi livelli offrono una stabilità eccezionale.\*
- Disponibile anche con il sistema brevettato di cappette e ghiere EZ-Change.

### Flexi-Overdenture Intro Kit

4 Perni Overdenture (2 Perni di 2 Misure, 1 & 2), 4 Cappette in Nylon, 2 Reamers Primari  
2 Drills Secondari,  
1 Avvitatore, 1 Indicatore di profondità  
5 Drills EDS Gates Glidden

Titanium **Cat. No. 212-00**

EZ-Change (optional) **Cat. No. 250-00**

### AccessPost Overdenture Intro Kit

Tecnica diretta/senza transfer  
8 Perni Overdenture Passivi Ritrattabili (4 Perni di 2 Misure, 1 & 2), 2 Reamers Primari,  
2 Drills Svasatori, 8 Cappette in Nylon  
5 Drills EDS Gates Glidden

**Cat. No. 510-00**

EZ-Change (optional) **Cat. No. 550-00**

Ricambi disponibili



## Glove'n Care® Crema mani



### Il segreto del Mar Morto per il ringiovanimento

- Ipoallergenica
- Su base acquosa non compromette l'integrità dei guanti in lattice.\*
- Contribuisce ad alleviare le mani secche e screpolate a causa dell'uso dei guanti in lattice, dagli eccessivi lavaggi e da altri elementi.

### Glove'n Care

Una scatola con 6 tubi da 100ml. **Cat. No. 1200-00**

\* Estratti degli studi disponibili su richiesta

## EDTA Plus

Con Surrattante (17% Ethylenediamine, Tetraacetic Acid Sodium Salt)

- Migliora l'irrigazione.
- Rimuove il fango dentinale.
- Il surfattante riduce la tensione superficiale migliorando la penetrazione nei tubuli dentali.
- Leggermente colorato per assicurare un facile riconoscimento durante le procedure di irrigazione.



EDTA Plus:  
2 oz. Cat. No. 770-02

## SafeSiders® / Endo-Express®

- Un impegno ridotto permette una rapida negoziazione dell'apice.

**Sistema di Strumentazione Endodontica**

- La maggior flessibilità facilita la strumentazione in apice anche nei canali curvi.
- Il design permette al dentista molti più utilizzi prima di dover cambiare lo strumento.
- Elimina virtualmente la rottura dello strumento.



Design brevettato con un lato piatto non interrotto.

### Endo-Express Kit Contiene:

Motore ad aria a 4 vie, manipolo Endo-Express, Intro Kit SafeSiders, 4 Refills (uno ciascuno) .08, 10, 15, & 20, 60 punte di Gutta Percha SafeSiders.

Intro Lunghezza 21mm Cat. No. 5610-21  
Intro Lunghezza 25mm Cat. No. 5610-25

### SafeSiders Kit Contiene:

Tray Endodontico per la sterilizzazione, due ciascuno dei seguenti: Acciaio Inox: No. 08, No. 10, No. 15, No. 20, No. 25, No. 30, No. 35, No. 40, Nickel-Titanium: No. 30/04, No. 25/06, No. 25/08, Reamers Pleezer.

Intro Lunghezza 21mm Cat. No. 5021-00  
Intro Lunghezza 25mm Cat. No. 5025-00

### SafeSiders Steri-Tracker:

Tracciabilità delle sterilizzazioni/usi. Autoclavabile.

Cat. No. 5000-75

### SafeSiders Endo Stops:

50 stop codice-colore per 6 altezze. Cat. No. 5000-06

Disponibili ulteriori kit

## EZ-Fill® EZ-Fill Xpress


**Spirale Bi-Direzionale Sistema di Otturazione Canalare**

- La spirale bi-direzionale spinge la resina epossidica senza eugenolo lateralmente per coprire interamente il canale principale e quelli laterali senza spingere il cemento oltre apice.
- La semplice tecnica di utilizzo riempie i canali velocemente ed in modo economico.
- Il sentiero coronale di uscita per il cemento in eccesso elimina gli stress.



- Usare a temperatura ambiente per evitare contrazioni

Flusso laterale del cemento



EZ-Fill  
Spirale Bi-direzionale

### EZ-Fill Intro Kits

Acciaio Inox Cat. No. 1600-00  
Titanio Cat. No. 1605-00

4 spirali bidirezionali Ez-Fill con codice colore misura ISO 25 (lunghezza 1-21mm & 3-25mm), 7.5gr. cemento canalare epossidico in gel, 8.0gr. di polvere, 1 misurino.

### EZ-Fill Xpress (Siringa Auto Mix) Intro

Acciaio Inox Cat. No. 1620-00  
Titanio Cat. No. 1625-00

4 spirali bidirezionali Ez-Fill con codice colore misura ISO 25 (lunghezza 1-21mm & 3-25mm), 2 siringhe automiscelanti (9.5gr. ciascuna), 20 puntali per miscelazione.

## Flexi-Flow

Cemento composito resinoso multiuso, brevettato.



- La formula composito Bis-GMA è rinforzata con Titanio & Lantanidi per offrire una durezza pari alla dentina\*.
- Auto-indurente e radiopaco.
- Si lega chimicamente con il composito per ricostruzioni Ti-Core per una ricostruzione più solida.
- Disponibile in Grigio & Colore Natural.
- Flexi-Flow Auto E grazie a dei piccoli puntali intraorali può essere posizionato anche in profondità nel canale radicolare.
- Rilascio di fluoro documentato per più di 15 anni.\*

Flexi-Flow Auto E\* Cat. No. 880-00  
Flexi-Flow Cat. No. 850-00  
Flexi-Flow Natural Cat. No. 860-00

\* Siringa Auto Mix

## Ti-Core®

Resina composita per ricostruzioni, brevettata.




- La formula composito Bis-GMA è rinforzata con Titanio & Lantanidi per offrire una durezza pari alla dentina\*.
- Si prepara come la dentina, non si sgretola né si frattura.
- Auto-indurente e radiopaco.
- Disponibile in Grigio & Colore Natural.
- Rilascio di fluoro documentato per più di 10 anni.\*

Ti-Core Auto E\* Cat. No. 830-00  
Ti-Core Cat. No. 800-00  
Ti-Core Natural Cat. No. 810-00

\* Siringa Auto Mix



# Focalizzati sull'Eccellenza Dentale



I prodotti Essential Dental Systems sono basati su designs semplici e brevettati con caratteristiche uniche ed esclusive. Essential Dental Systems è conosciuta per i suoi prodotti di alta qualità supportati da numerose pubblicazioni e da più di vent'anni di successi clinici in tutto il mondo.



Via B. Zumbini 38 - 20143 Milano  
tel. 02/89124838 - fax 02/89124970  
www.maximedical.it