

NOVITA'

LED DayLite® con HDi™



LED DayLite® Wire Less™ Mini HDi™

LUCE LED COMPLETAMENTE WIRELESS - nessun cavo, nessun pacco batteria

DESIGN MODULARE - non legato ad uno specifico paio di ingranditori. Può essere adattato alla montatura scelta.

PESO 30 grammi

INTENSITA' DELLA LUCE 34.000 LUX

Nuova tecnologia **HDi** per una luce di qualità da fibraottica.



DESIGNS
FOR VISION
presenta
HDi™
High Definition
Imaging



NUOVO IMAGING AD ALTA DEFINIZIONE - HDi
Un design fotonico avanzato che consente una distribuzione uniforme della luce con il 45% in più di luce

NUOVE SERIE IR

Intuitive Response con
operatività touch-free
elimina la contaminazione incrociata

Patented Technology 8,851,709 RE46,463



Modelli con filo e senza filo

LED Micro^{IR} HDiTM
DayLite[®]



La **TECNOLOGIA IR** è stata aggiunta al led premiato Micro HDi offrendo così un'operatività touch-free con fino 12 ore di autonomia.

55,000 lux massima intensità
30,000 lux media intensità

LED WireLess^{IR} HDiTM
DayLite[®]



COMPLETAMENTE SENZA FILI
Nessun cavo, nessun pacco batteria

OPERATIVITA' IR TOUCH-FREE
Intuitive response (IR)

45,000 lux massima intensità
33,000 lux media intensità

LED Micro HDi™
ZayLite®



Modello Premiato



IMAGING AD ALTA DEFINIZIONE - HDi

- **QUALITA' DELLA LUCE DA FIBRAOTTICA**
LED focalizzato otticamente per offrire una distribuzione uniforme della luce con il 45% in più di luce

PACCO BATTERIA MICRO

- **SEMPLICE OPERATIVITA' ONE-TOUCH:**
55,000 lux massima intensità
30,000 lux media intensità
- **IL PACCO BATTERIA PIU' LEGGERO**
(70gr.) con fino a 12 ore di autonomia per batteria ed indicatore di batteria scarica
- **DUE VALIDE CONNESSIONI USB**
una per la luce e l'altra per il caricatore



Per ancora più LUCE:

LED *DayLite*® HDi™



*100.000 LUX con tecnologia HDi
ma abbastanza leggero da poter
essere montato su ingranditori o
caschetti*

LED *Twin Beam*® HDi™
DayLite®



*Collimato otticamente per la luce più
luminosa e brillante: 140.000 LUX*



Maxi Medical S.r.l. - Via G. Garibaldi 10 - 20090 Buccinasco (MI) - tel. 02/89124838 - www.maximedical.it



4000 Veterans Memorial Hwy. Bohemia, NY 11716-1024    
1.800.345.4009 1.631.585.3300 info@dvimail.com DesignsForVision.com

07/19 0075-1185-0048